


USO DE CÁMARA ESPACIADORA CON MASCARILLA


GENERALIDADES:

- Cada PUFF corresponde a una pulsación del inhalador
- El dispositivo tiene gas y medicación. Tras su uso puede ser que tenga gas pero no medicación. Compruebe la cantidad de medicación que le queda extrayendo el cartucho metálico e introduciéndolo en un cuenco con agua
- La mascarilla debe ser del tamaño adecuado y que selle completamente nariz y boca



TÉCNICA:

1- Agite el inhalador y móntelo en la cámara



2- Sujete al niño incorporado y coloque la cámara sellando nariz y boca



3- Pulse un puff y espere entre 10 y 15 segundos



4- Retire la cámara, espere 30 segundos y repita el proceso si es necesario

5- Lave la cara y dele agua tras el último puff

MANTENIMIENTO DE LA CÁMARA:

- Lávela sumergiéndola ½ hora en agua tibia con jabón neutro y déjela secar al aire
- Si la cámara es nueva, tras el lavado o si lleva tiempo sin usarla descargue 4 o 5 puff dentro de la cámara 10 minutos antes de administrar el fármaco a su hijo
- **Lleve siempre la cámara con la medicación con su hijo (colegio, parque, cuando acuda al médico.....)**